



English INSTRUCTIONS FOR USE

For professional use only

Encore® Original
Self-cure composite resin for core build-ups

REF 310070 Encore White with Fluoride
REF 310075 Encore White without Fluoride
REF 310077 Encore Natural without Fluoride
REF 310076 Encore Natural with Fluoride

INSTRUCTIONS FOR USE

1) Prepare the tooth:
Remove all decay and old restorative material. Any eugenol present must be rinsed away with ethanol before proceeding.

2) Apply bonding agent.

3) Mix and apply Encore:
Using opposite ends of the mixing spatula, dispense equal amounts of Base and Catalyst pastes onto the mixing pad (note: for a longer working time, use a higher percentage of catalyst paste). Mix thoroughly for 10 to 15 seconds, then back-load into the NeedleTube™ syringe tip. Fill the tip no more than 1/2 full. Press filled tip over the green plug to seal it, and insert into a Centrix C-R® syringe gun. Bend needle if required. Inject Encore into the post hole and/or prepared area, squeezing the syringe with a slow, steady pressure. Keep the tip imbedded in the material as you inject, to reduce the chance of voids.

4) Finish the core
After material is fully set (typically 4 to 5 minutes after injection), Encore can be cut to the desired shape, using water-cooled diamonds or burs.

Storage: All kit components should be stored at room temperature, or within a range of 10°C-24°C (39°F - 73°F). Refrigeration may be used to extend shelf life. Return to room temperature before use.

Precautions:
Encore composite resin – Do not store or use in presence of eugenol. Do not use on persons with known sensitivities to composite resin restoratives.

SUGGESTED ACCESSORY:
REF 130650 Snap-Fit Syringe

Español INSTRUCCIONES DE USO

Solo para uso profesional

Encore® Original
Resina composite de autocurado para la estratificación del núcleo dental

REF 310070 Encore Blanco con flúor
REF 310075 Encore Blanco sin flúor
REF 310077 Encore Natural sin flúor
REF 310076 Encore Natural con flúor

INSTRUCCIONES DE USO

1) Preparación del diente:
Elimine toda la caries y el material de restauración antiguo. Antes de proseguir, se deberá eliminar cualquier resto de eugenol por medio de etanol.

2) Aplicación del adhesivo.

3) Mezclado y aplicación de Encore:
Con ambos extremos de la espátula, aplique cantidades equivalentes de las pastas Base y Catalizadora sobre un papel de mezcla (nota: para ampliar el tiempo de manipulación, deberá utilizar un porcentaje más elevado de pasta catalizadora). Mezcle bien durante unos 10 a 15 segundos, y vuelva a introducir en la punta de la jeringa NeedleTube™. La punta no se deberá llenar más de la mitad. Para sellar la punta llena, presiónela sobre el tapón verde, e introdúzcala en una pistola Centrix C-R®. La aguja se puede doblar en caso necesario. Inyecte Encore en el orificio del perno y/o en el área preparada, y vaya vaciando la jeringa con una presión lenta y constante. Mientras inyecte el producto, mantenga la punta en el material, a fin de disminuir el riesgo de que se produzcan huecos.

4) Acabado del núcleo
Una vez que el material se haya fraguado totalmente (unos 4 a 5 minutos después de la aplicación), se podrá tallar el Encore en la forma deseada, usando fresas o diamantes enfriados por agua.

Almacenamiento: Todos los componentes del kit se deben almacenar a temperatura ambiente, o entre los 10°C-24°C. Para alargar la vida útil del producto, se recomienda guardarlo en un recinto refrigerado. Antes de usar el producto, deberá estar primero a temperatura ambiente.

Precauciones:
Resina composite Encore: No lo almacene, ni use si se hay eugenol en los alrededores. No lo use en personas con sensibilidad a las restauraciones de resina composite.

Français MODE D'EMPLOI

Usage professionnel uniquement

Encore® Original
Résine composée autopolymérisante pour la formation du nucléus dentaire

REF 310070 Encore White avec Fluoride
REF 310075 Encore White sans Fluoride
REF 310077 Encore Natural sans Fluoride
REF 310076 Encore Natural avec Fluoride

MODE D'EMPLOI

1) Préparation de la dent:
Éliminez tous résidus de carie et d'ancien matériau de reconstruction. Éliminez toute trace d'eugénol en rinçant à l'éthanol avant de poursuivre.

2) Application de l'agent adhésif.

3) Mélange et application d'Encore:
A l'aide des extrémités opposées de la spatule de mélange, appliquez des quantités égales de pâte de base et de pâte de catalyseur sur le bloc de mélange (remarque : pour une durée de manipulation supérieure, augmentez le pourcentage de pâte de catalyseur). Mélangez minutieusement pendant 10 à 15 secondes, puis rétrempissez le mélange dans l'embout de la seringue NeedleTube™. Ne remplissez pas plus de la moitié! Appuyez l'embout rempli contre le bouchon vert pour le sceller et insérez dans une seringue à pistolet Centrix C-R®. Courbez l'aiguille si nécessaire. Injectez Encore dans le trou du tenon et/ou la zone préparée en appuyant lentement sur la seringue et en maintenant une pression constante. Veillez à ce que l'embout reste bien logé dans le matériau pendant que vous injectez, afin de limiter tout risque de vides.

4) Finition du nucléus
Une fois le matériau totalement pris (en général de 4 à 5 minutes après l'injection), on peut couper Encore selon la forme désirée, à l'aide de diamants refroidis à l'eau ou de fraises.

Conservation: Tous les composants du kit doivent être conservés à température ambiante ou dans une plage de 10 à 24 °C (de 50 à 75 °F). La réfrigération du produit permet d'allonger sa durée de conservation. Remette à la température ambiante avant l'usage.

Précautions:
Résine composée Encore: Ne pas utiliser ni stocker en présence d'eugénol. Ne pas utiliser sur des personnes réputées sensibles aux matériaux de reconstruction à la résine composée.

Deutsch GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Nur zur zahnärztlichen Verwendung

Encore® Original
Chemisch härtendes Komposit für den Stumpfaufbau

REF 310070 Encore Weiß mit Fluorid
REF 310075 Encore Weiß ohne Fluorid
REF 310077 Encore Natur ohne Fluorid
REF 310076 Encore Natur mit Fluorid

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1) Zahn präparieren:
Karies und altes Restaurationsmaterial komplett entfernen. Etwa vorhandenes Eugenol muss vor der weiteren Bearbeitung mit Ethanol weggespült werden.

2) Bonding aufbringen.

3) Encore mischen und aufbringen:
Mit den jeweils entgegen gesetzten Enden des Mischspatels gleiche Mengen von Basis- und Katalysatorpaste auf den Mischblock geben (Hinweis: Zur Verlängerung der Verarbeitungszeit Anteil der Katalysatorpaste vergrößern). 10 bis 15 Sekunden lang sorgfältig mischen, dann Material mit einem NeedleTube™ Tip vom Mischblock aufnehmen. Achtung: Tip nur zur Hälfte füllen. Gefüllten Tip zur Versiegelung über den grünen Stopfen drücken und in eine C-R® Dosierpistole einsetzen. Kanüle bei Bedarf biegen. Encore unter leichtem gleichmäßigem Druck auspressen und in Stiftloch und/oder präparierten Bereich applizieren. Tip beim Applizieren im Material belassen, um die Gefahr von Hohlräumen zu vermeiden.

4) Stumpf fertig bearbeiten
Nach dem vollständigen Aushärten (im Allgemeinen 4 bis 5 Minuten nach dem Applizieren) kann Encore mit wassergekühlten Diamanten oder Bohrern in die gewünschte Form gebracht werden.

Lagerung: Alle Kit-Komponenten bei Zimmertemperatur beziehungsweise zwischen 10° und 24° C (50°- 75° F) lagern. Durch Kühlen lässt sich die Haltbarkeitsdauer verlängern. Vor der Verarbeitung wieder auf Zimmertemperatur erwärmen lassen.

Sicherheitshinweise:
Encore Komposit – Nicht zusammen mit Eugenol lagern oder verwenden. Nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Komposit-Restaurationsmaterialien verwenden.

Italiano ISTRUZIONI PER L'USO

Unicamente per uso professionale

Encore® Original
Resina composita autopolimerizzante per la costruzione del core

RIF 310070 Encore White con fluoro
RIF 310075 Encore White senza fluoro
RIF 310077 Encore Natural senza fluoro
RIF 310076 Encore Natural con fluoro

ISTRUZIONI PER L'USO

1) Preparazione del dente:
Rimuovere tutto il materiale in decomposizione e il vecchio materiale ricostruttivo. Prima di procedere, sciacquare via tutto l'eugenolo eventualmente presente con etanolo.

2) Applicare l'agente legante.

3) Miscelare e applicare Encore:
Utilizzando le estremità dell'apposita spatolina dispensare quantità omogenee di paste Base e Catalyst sull'apposito blocchetto (nota: per tempi di lavorazione più lunghi utilizzare una maggiore percentuale di pasta catalyst). Miscelare accuratamente per 10 - 15 secondi, e caricare nuovamente il puntale della siringa NeedleTube™. Riempire il puntale non più della metà. Sigillare il puntale riempito con il tappo verde e inserirlo in una pistola a siringa Centrix C-R®. Se necessario piegare l'ago. Iniettare Encore nel foro del supporto e/o nell'area appositamente preparata, esercitando una pressione lenta e costante sulla siringa. Durante l'iniezione, tenere il puntale all'interno del materiale per ridurre l'eventualità di vuoti.

4) Completare il core
Una volta che il materiale è pronto (solitamente 4 - 5 minuti dopo l'iniezione), Encore può essere tagliato nella forma desiderata utilizzando diamanti raffreddati con acqua o fresse.

Conservazione: tutti i componenti del kit devono essere conservati a temperatura ambiente o in un intervallo compreso tra 10 °C e 24 °C. La conservazione a temperature inferiori può essere utilizzata per allungare il periodo di validità dei prodotti. Prima dell'uso, riportare i prodotti a temperatura ambiente.

Avvertenze:
Resina composita Encore – non conservare o utilizzare in presenza di eugenolo. Non utilizzare su persone con sensibilità nota a materiali ricostruttivi a base di resine composite.

CENTRIX Encore®



INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
ISTRUZIONI PER L'USO
KÄYTTÖOHJEET
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING

Product covered by one or more of the following US patents: US 4,802,950; US 5,052,927; US 5,122,057; US 5,336,088; GER 42 00 044.0; Japan 3209773; and SWE 9103646-7. Other US and International patents pending or granted.

CENTRIX INCORPORATED
770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
(203) 929-5582 (800) 235-5862
FAX (203) 929-6804
www.centrixdental.com

EC REP
Dental-Contact Vertriebs OHG, Im Splet 101, DE 26506 Norden

EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000, Australia

CE 0470
© 2015 Centrix, Inc.
Made in the USA
Date Revised: 03/2015
012047 REV E

centrix®
Making Dentistry Easier.™

