



REF 310108 72 Cubes



1



2



3-4



5

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

1. Peel backing off bottom of LubeCube.
2. Place and/or stick LubeCube in desired location (back of hand, bib, tray etc).
3. Insert tip of composite instrument into slit of LubeCube.
4. Glide tip of composite instrument back and forth in slit to clean and lubricate.
5. Remove composite instrument and begin sculpting the restoration.
6. Repeat steps 3 thru 5 as desired until restoration is complete.
7. Dispose of used LubeCube.

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Retirar a película aderente da base do LubeCube.
2. Colocar e/ou colar o LubeCube no local desejado (costas da mão, bibe, tabuleiro, etc.).
3. Inserir a ponta do instrumento de compósito na "ranhura" do LubeCube.
4. Fazer deslizar a ponta do instrumento de compósito para trás e para a frente na ranhura para limpar e lubrificar.
5. Retirar o instrumento de compósito e começar a esculpir a restauração.
6. Repetir os passos 3 a 5 conforme desejado e necessário, até que a restauração esteja completa.
7. Eliminar o LubeCube usado.

DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Folie von der Unterseite des LubeCube abziehen.
2. LubeCube an einer geeigneten Stelle anbringen bzw. ankleben (Handrücken, Lätzchen, Tablett o. ä.).
3. Spitze des Instruments in den Schlitz des LubeCube stecken.
4. Zum Reinigen und Schmieren Spitze des Instruments im Schlitz hin- und herbewegen.
5. Instrument herausnehmen und zur Formung des Zahnersatzes verwenden.
6. Schritt 3 bis 5 so oft wie gewünscht oder nötig wiederholen, bis der Zahnersatz fertig ist.
7. Gebrauchten LubeCube entsorgen.

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la película protectora de la parte inferior del LubeCube.
2. Coloque y/o pegue el LubeCube en el lugar deseado (dorso de la mano, pechera, bandeja, etc.).
3. Inserte la boquilla del instrumento de modelar composite en la "hendidura" del LubeCube.
4. Deslice adelante y atrás en la hendidura la boquilla del instrumento de modelar composite para limpiarla y lubricarla.
5. Retire el instrumento de modelar composite y empiece a esculpir la restauración.
6. Repita los pasos del 3 al 5 según desee y sea necesario hasta que la restauración esté terminada.
7. Deseche el LubeCube utilizado.

ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal fondo del LubeCube.
2. Posizionare e/o fissare il LubeCube nel luogo desiderato (sul dorso della mano, sul bavaglio, sul vassoio, ecc.).
3. Inserire la punta dello strumento composito nella "fessura" del LubeCube.
4. Far scorrere in avanti ed indietro la punta dello strumento composito all'interno della fessura per pulirla e lubrificarla.
5. Estrarre lo strumento composito e iniziare a scolpire il restauro.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 secondo le proprie preferenze e necessità fino al termine della procedura di restauro.
7. Gettare il LubeCube usato.

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Trek de bescherming van de onderkant van de LubeCube af.
2. Plaats en/of kleef de LubeCube op de gewenste plaats (achterkant van de hand, slabbetje, tray enz.).
3. Steek de tip van het composietinstrument in de 'sleuf' van de LubeCube.
4. Glijd de tip van het composietinstrument heen en weer in de sleuf om deze te reinigen en te smeren.
5. Verwijder het composietinstrument en begin met het modelleren van de restauratie.
6. Herhaal stap 3 t.e.m. 5 naar behoefte totdat de restauratie voltooid is.
7. Gooi de gebruikte LubeCube weg.

FRANÇAIS INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Retirer la pellicule protectrice du dessous du LubeCube.
2. Placer et/ou coller le LubeCube à l'endroit désiré (dos de la main, bavoir, plateau, etc.)
3. Insérer dans la fente du LubeCube l'embout de l'instrument dispensant le composite.
4. Faire glisser l'embout de l'instrument d'avant en arrière dans la fente pour le nettoyer et le lubrifier.
5. Retirer l'instrument et commencer la restauration.
6. Répéter les étapes 3 à 5 selon le besoin jusqu'à ce que la restauration soit terminée.
7. Mettre au rebut le LubeCube usagé.

SVENSKA BRUKSANVISNING:

1. Dra bort skyddsomslaget på undersidan av LubeCube.
2. Placera och/eller klistra fast LubeCube på önskad plats (handens ovansida, hakklappen, brickan etc.).
3. För in kompositinstrumentets spets i "slitsen" på LubeCube.
4. Dra kompositinstrumentets spets fram och tillbaka i slitsen för att rengöra och smörja det.
5. Ta ut kompositinstrumentet och börja skulptera restorationen.
6. Upprepa steg 3 till 5 efter önskemål och behov tills restorationen är klar.
7. Släng den använda LubeCube.

DANSK BRUGSANVISNING:

1. Træk den selvklæbende bagside af fra bunden af LubeCube.
2. Placer og/eller klæb LubeCube på det ønskede sted (bagsiden af hånden, servietten, bakken osv.)
3. Sæt spidsen af kompositinstrumentet ind i "slidsen" på LubeCube.
4. Skub spidsen af kompositinstrumentet frem og tilbage i slidsen for at rengøre og smøre det.
5. Tag kompositinstrumentet ud, og begynd at forme restaureringen.
6. Gentag fra trin 3 til 5 efter behov, indtil restaureringen er færdig.
7. Bortkast den brugte LubeCube.

**1****2****3-4****5**

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET:

1. Poista pakkaussuoja LubeCuben pohjasta.
2. Aseta ja/tai kiinnitä LubeCube haluttuun paikkaan (käden selkäosaan, suojalappuun, tarjottimelle, jne.).
3. Paina komposiitti-instrumentin kärki LubeCuben viilttoon.
4. Puhdista ja voitele komposiitti-instrumentin kärki liu'uttamalla sitä edestakaisin viillossa.
5. Poista komposiitti-instrumentti ja aloita paikan muotoilu.
6. Toista tarvittaessa vaiheet 3 - 5 kunnes paikka on valmis.
7. Hävitä käytetty LubeCube.

NORSK

BRUKSANVISNING:

1. Fjern bakstykket fra bunnen på LubeCube.
2. Plasser og/eller fest LubeCube på ønsket sted (baksida av hånden, smekke, Brett osv.).
3. Sett tuppen på komposittinstrumentet inn i sprekken på LubeCube
4. Skyv tuppen av komposittinstrumentet frem og tilbake i sprekken for å rengjøre og smøre.
5. Fjern komposittinstrumentet og begynn å forme restaureringen.
6. Gjenta steg 3 til 5 etter behov og ønske, helt til restaureringen er fullført.
7. Kast LubeCube etter bruk.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

In accordance with Hazard Communication Standard (HCS),
29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

SECTION I - PRODUCT/ COMPANY IDENTIFICATION

PRODUCT NAME: LUBECUBE COMMON OR CHEMICAL NAME: Light-Cure Resin
Recommended Use: Dental Instrument Lubricant
PRODUCT (ITEM) NUMBER: 310108
MANUFACTURED BY: CENTRIX INC
EMERGENCY & INFORMATION TELEPHONE: (800) 235-5862 Address: 770 RIVER ROAD
City, State, Zip: SHELTON, CT 06484
GENERAL INFORMATION: 203-929-5582

SECTION II - HAZARDS IDENTIFICATION

For potential health hazards: SEE Section 11 below.
No other significant hazards to man or the environment are reasonably foreseen.

SECTION III - HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION

Product Contents: Light-Cure Bonding Agent Liquid
Hazardous Ingredients: None listed.
Exact % content withheld due to trade secret restrictions.

SECTION IV - FIRST AID MEASURES

Inhalation: No harm anticipated. Skin Contact: Wash with soap and water.
Eye Contact: Flush with copious amounts of water.
Ingestion: Induce vomiting if large amount of material

SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable Extinguishing Media: Water contact acceptable.
Extinguishing Media which should not be used: None.
Special hazards from combustion products: None specific.
Special protective equipment for fire-fighters: None.

SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions: Avoid contact of skin or eyes.
Wash hands with soap and water if contact occurs.
Environmental Precautions: Dispose in accordance with all federal, state, and local regulations.
Methods for Cleaning Up: Wipe up with soap, water, and paper towels.

SECTION VII - HANDLING AND STORAGE

Handling Precautions: Not applicable.
Safe Storage Conditions: Store at temperatures not exceeding 75°F (24°C).
Other Restrictions or Recommendations: Avoid exposure to moisture and light.

SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Respiratory Protection & Ventilation: Not required.
Protective Clothing or Equipment: Not required under normal handling.
Unusual Work/Hygienic Practices: Avoid prolonged contact with skin; wash with soap and water.

SECTION IX - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: Clear Liquid. Odor: Slight acrylic odor. pH: Not applicable.
Boiling Point/Range: Not applicable. Melting Point/Range: Not applicable.
Flash Point: Not applicable. Auto-Ignition Temperature: Not applicable. Flammability: No.
Explosive Limits in Air: Not applicable
Oxidizing Properties: None.
Vapor pressure (mm Hg): Negligible at room temperatures.
Vapor Density (Air=1): >1 Specific Gravity (H2O=1): ~1
Solubility in Water: Insoluble. Reactivity in Water: Not reactive.
Other Data: None or not available

SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Generally stable.
Conditions of Instability: Avoid exposure to light.
Incompatibility with Various Substances: None
Hazardous Decomposition Products: None
Hazardous Polymerization: May occur upon exposure to light where large quantities of material are involved.
Conditions to Avoid: Avoid exposure to light and temperatures above 80°F.

SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION

Potential Acute Health Effects: Possibility of skin irritation or sensitization if not washed off promptly.
Potential Chronic Health Effects: Possibility of skin sensitization or irritation upon prolonged or repeated exposure.
Signs and Symptoms of Exposure: Skin/eye irritation.
Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: None known.
Carcinogenic or Potential Carcinogenic Effects: No ingredient listed as a carcinogen.
Other Potential Health Effects: None known.

SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION

No ecological damage or impact anticipated when handled as indicated.

SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste Disposal: Do not dispose into sink.
Dispose of in accordance with all federal, state, and local regulations.

SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION

UN Classification: Not applicable.
Identification: Not applicable.
Special Provisions for Transport: Avoid elevated temperatures and high intensity light.

SECTION XV - REGULATORY INFORMATION

U.S. FDA Dental Device: Class I product
EC Medical Device Directive: Class I product

SECTION XVI - OTHER INFORMATION

Product handling exclusively by dental specialists per instructions for use.

CAUTION

The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.

centrix

Making Dentistry Easier.™

CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
(203) 929-5582 (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804
www.centrixdental.com



Dental-Contact Vertriebs OHG, Im Spiet 101, DE 26506 Norden

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000, Australia