


centrix[®]
MAKING DENTISTRY EASIER[®]

EINFACHE
PRÄVENTION

EFFIZIENTE
APPLIKATION

PRÄZISE
ABFORMUNGEN

**ÄSTHETISCHE
ERGEBNISSE**




Wir feiern

50 Jahre

“Like most practicing dentists, I experienced problems with products that made the delivery of quality dentistry more difficult than it needed to be. My first products, AccuDose® tubes and the C-R® syringes, changed the use of dental materials and made dentistry easier. 50 years later, I am proud that Centrix continues to introduce products and ideas that fulfill our mission.”

Making Dentistry Easier.

~ Dr. William Dragan



MAKING DENTISTRY EASIER!

Centrix produziert und entwirft dieser Tage, hunderte Dentalprodukte, mit dem Fokus auf allgemeine und präventive Zahnheilkunde, welche das Kerngeschäft der meisten Zahnarztpraxen darstellen. Als einer der führenden Hersteller von Materialien und Applikationssystemen, bringt Centrix kontinuierlich innovative dentale Produkte auf den Markt, welche wie auch in der Vergangenheit bald als Standard gelten.

UNSERE ERSTEN INNOVATIONEN!



Mark IIIp™ Gun & Snap-Fit™ Pistole

Einfache, direkte Applizierung herkömmlicher Dentalmaterialien. Hergestellt in den USA und weltweit im Einsatz!



Benda® Brush Applikatoren

Einteilige, biegbare und präzise Bürsten. Hergestellt in den USA. Was wäre Zahnheilkunde ohne sie?



AccuDose® & NeedleTube®

Direkte Applikation leicht gemacht! Applizieren Sie jedes Material mit wenig Verlust oder Kreuzkontamination. Centrix Tubes & Plugs werden in den USA hergestellt und haben die Branche nachhaltig verändert!

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN!



NoCord™ VPS (A-Silikon)

Das erste seiner Art: Hemostase und Retraction integriert! Unser preisgekröntes Abdruckmaterial mit integrierter Retraction. Detaillierte Ränder und bessere Kontrolle des Sekretflusses.



Encore® D/C + Connexio®

Post-Endo Behandlungen noch einfacher! Für Restaurationen die halten! Verbesserte Haftfestigkeit und verringerte Schrumpfung bei der Polymerisation, sowie eine nahezu komplette Vermeidung von Mikroleckagen.

MUNDHYGIENE UND PRÄVENTION

Centrix macht die Prävention für Sie und Ihre Patienten einfacher

Centrix Inc. ist seit diesem Jahr Industriepartner des Bundesverband zahnmedizinischer Fachkräfte in der Prävention. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und sind der festen Überzeugung, dass die Arbeit des BVZP sehr wichtig für alle Fachkräfte in deutschen Dentalpraxen ist.

Wenn Sie mehr über den Verband erfahren wollen besuchen Sie doch gerne deren Internetseite:

www.bvzp.de oder den Instagram-Kanal: [_bvzpe.v](https://www.instagram.com/_bvzpe.v)



FluoroDose® Preisgekrönter Fluorid-Lack mit Xylitol

- Schmeckt besser! Fühlt sich besser an! Preislich besser!
- Die Anwendung dauert weniger als eine Minute.
- Die Einzeldosierung ermöglicht eine einfachere Anwendung und Reinigung.



BESTER FLUORIDLACK, 6 JAHRE IN FOLGE!



DENTAL ADVISOR TOP AWARD: FLUORIDE VARNISH



Champ®

Pit & Fissurenversiegler | Glasgefülltes Acrylatharz

- Bioaktiv: hydrophiles Harz bildet einen starken Harz-Hydroxylapatit-Komplex, der Mikroleckagen abdichtet.
- Feuchtigkeitsfreundliche Formel: toleriert Feuchtigkeit wodurch es sich leichter mit dem Zahn verbinden lässt.
- Integrität des Randes: Der leicht gefüllte (37 %) Kunststoff ist stabil und langlebig; passt sich den Rändern an und versiegelt diese.



Exposé®

Kariesindikator als Microapplikator

- Einfaches Erkennen und Entfernen von infiziertem Dentin.
- Ein Applikator pro Patient, erleichtert die Vorbereitung des Behandlungstrays.
- Keine Spritze, keine Hülle, keine zu ersetzenden Aufsätze.
- Keine Kreuzkontamination, kein verschmutztes Material, keine Flecken!
- Hergestellt in den USA.




D/Sense® Crystal™

Desensibilisierungsgel mit Zweifachwirkung und Präzipitat

- Schnelle Desensibilisierung mit tiefer, lang anhaltender Kristallbildung.
- Okkludiert Dentintubuli mit Kalzium Oxalat und Kaliumnitrat.
- Hervorragend geeignet für hypersensible Patienten.




Dentin, 2500-fach vergrößert



Dentin vor der Behandlung mit D/Sense Crystal.



Schaumstoff-Aufsatz behandelt präzise das Dentin ohne das Weichgewebe zu verletzen.



Dentin nach der Behandlung mit D/Sense Crystal.



ABFORMUNG

Vielseitige Möglichkeiten für einfachere und sicherere Abdrücke

EINZIGARTIGE UND KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNGEN FÜR ALLE ABDRUCKTECHNIKEN



NoCord™ VPS

Einstufiges, selbst-retrahierendes Abformsystem

- Das sicherste und einzigartigste A-Silikon auf dem Markt.
- Eingebaute Hämostase - Das Wash-Material stoppt Blutung und Flüssigkeitsfluss für klare Ränder und bietet außergewöhnliche Details.
- MegaBody™ Löffelmaterial erzeugt eine sulkuläre Expansion Ermöglicht vollständige Randerfassung, in der Regel ohne Retraktionsfäden. Sorgt für zusätzliche Hämostase, wenn Sie einen Faden verwenden.

Dental PRODUCT SHOPPER
BEST PRODUCT



Made in the USA

Access GOLD®

- Niedrigviskoses Wash-Material,
- leichte Applikation in den Sulkus und um die Präparation herum.
- Durch kontrastreiche Farbe lässt sich die genaue Erfassung aller Ränder leicht überprüfen.

Access MONOPHASE®

- Nicht klumpendes, medium-body Material.
- Perfekt für zahnlose Abdrücke oder als Löffelmaterial.

Access HEAVY®

- Hochviskoses Löffelmaterial und die perfekte Ergänzung zu Access GOLD.
- Leicht zu platzieren, leicht zu entfernen.

Access PUTTY®

- Nicht ölig und leicht zu mischen.
- Zur Verwendung als Löffelmaterial oder zur einfachen Herstellung von Stents, Matrizen und mehr.



EINFACHERE, SCHNELLERE BISSREGISTRIERUNG



Access BLUE®

A-SILIKON ZUR SCHNELLEN BISSREGISTRIERUNG

- Mousse-ähnliche Viskosität für eine einfache und schnelle Anwendung.
- Härtet wie Laborgips in nur 30 Sekunden aus.
- Präziseste Bissregistrierung für interkuspalen und zentrische Beziehungen. Schneiden und Trimmen der Abformung ohne dass sie zerbröckelt.
- Hergestellt in den USA.



3.n.One™

Abformlöffel für die Dual-Arch-Technik

- Einzigartige unterschrittene Rippen fixieren Materialien an Ort und Stelle.
- Hohe Steifigkeit mit reißfestem, flexiblem Gurtband gewährleistet maximale Genauigkeit.
- Drei verschiedene Formen für alle Anwendungen.

BESSERE RETRAKTION, WENN SIE SIE BRAUCHEN



Access® Edge

Hochviskose Kaolin-Tonerde mit 15% Aluminiumchlorid

- Eine dickere, zähflüssigere Paste, welche mehr "Druck" auf das Weichgewebe ausübt.
- Anwendung mit einer C-R Spritze; keine Glasampullen.
- Doppelte Wirkung - stoppt Blutungen und absorbiert Feuchtigkeit.
- Hergestellt in den USA.
- GingiCap™-Kompressionskappen im Lieferumfang enthalten.

Zwei Kaolin-Ton
Materialien für
für jeden Bedarf!



AccessFLO®

Niedrigviskose Kaolin-Tonerde mit 15% Aluminiumchlorid

- Fließfähige Paste, die leichter in den Sulkus eindringt.
- Doppelte Wirkung - 15% Aluminiumchlorid plus Kaolin-Ton stoppt Blutungen und absorbiert Feuchtigkeit.
- Hergestellt in den USA.
- GingiCap™ Kompressionskappen enthalten.

THE DENTAL
ADVISOR
++++½



GingiTrac™

VPS Gingiva-Retraktionssystem

- Macht die digitale Zahnmedizin einfacher und besser.
- Einzigartiges A-Silikon retrahiert das Gewebe sanft und sauber. Es kann ohne Rückstände oder Partikel entfernt werden, welche digitale Bilder verzerren könnten.
- Ammonium-Aluminium-Sulfat zur Kontrolle von Blutung und Nassen.
- Hergestellt in den USA.
- GingiCap™ Kompressionskappen enthalten.

REALITY
Five Star Award
★★★★★
REALITY'S
CHOICES

POST-ENDO BEHANDLUNG

Centrix-Produkte bieten einen überlegenen Ansatz

WURZELKANALBEHANDLUNG



Calciject®

Calciumhydroxidpaste für die Wurzelkanaltherapie

- Kein umständliches Mischen von Pulver und Flüssigkeit.
- Direkte Injektion aus der Verpackung in den Mund.
- Einzeldosisnadeln für maximale Asepsis.
- Biegsame 20 ga NeedleTube®-Spitzen für einfachen Zugang zum Kanal.
- Überlegene Ergebnisse im Vergleich zu spiralen Füllpasten.
- Bakteriostatisch und röntgenopak.
- Hergestellt in den USA.



++++ 1/2



Connexio®

Dualhärtendes, selbstätzendes Bonding für Stumpfaufbauten

- Entwickelt für die Anforderungen von tiefen
- Stumpfaufbauten, die das Licht nicht erreichen kann.
- Das dualhärtende Adhäsivsystem bietet die höchstmögliche Haftfestigkeit.*
- Mit Nanopartikeln verstärkt.
- Wasserlöslich (nicht Aceton oder Ethylalkohol); macht Connexio gegenüber feuchten Kanalbedingungen toleranter als andere Adhäsive.

*Migliau, G; Piccoli, L; Di Carlo, et al, Comparison between three glass fiber post cementation techniques. (Ann. Stomatol. (Roma); 2017 Jan-Mar; 8(1): 29-33. Published online 2017 Jul 3 doi [10.11138/ads/2017.8.1.029].




Absolute™

Universal-Kunststoffzement

- Selbstätzend, selbstadhäsiv, dualhärtend für schnellere, einfachere Platzierung. Kein Primer oder Konditionierer erforderlich.
- Definitive Zementierung, die lange hält.
- Speziell entwickelt für feldspathaltige, leuzitreiche, Lithiumdisilikat-, Aluminiumoxid- und Zirkoniumdioxid-Materialien.

3 Farben = Eine natürlich aussehende Restauration

- **Transluzent:** Sorgt für eine natürliche Ästhetik.
- **Opak (Weiß):** Blockiert die darunter liegenden Farben vollständig/ kein Durchscheinen.



Mehr Zahnärzte wählen Encore D/C und Connexio für eine Verbindung, die nicht gebrochen werden kann!



Encore® D/C MiniMix®

Dualhärtendes, Stumpfaufbau-Komposit

- Die zähe Formulierung bleibt an Ort und Stelle, läuft nicht aus und benötigt keine Matrix oder Form.
- Exklusive MiniMix®-Kartusche (0,5 mL) sorgt für eine transparente Kostenstruktur und vermeidet gleichzeitig Abfall und Kreuzkontaminationen.
- Schneidet wie Dentin und reduziert das Ausfressen.
- Die NeedleTube®-Mischspitze bringt das Material bis zum Boden des Stiftlochs.
- Hergestellt in den USA.
- Auch in traditioneller Ausführung erhältlich 25 mL Automix-Kartuschen.



ESSENTIELLE HILFSMITTEL FÜR DIE STRUKTURELLE RESTAURATIVE INTEGRITÄT



Onyx™

40% Phosphorsäure-Ätzgel

- Das stärkste und effektivste Ätzmittel.
- Schwarze Siliziumkarbidpartikel sorgen für hervorragenden Kontrast.
- Bessere Kontrolle und einfachere Platzierung.
- Bleibt an Ort und Stelle, verläuft nicht.
- Die Partikel können auf dem Zahn bewegt werden, um mechanisch zu schrubben und die Oberfläche zu reinigen.
- Kein Farbstoff, färbt nicht ab, lässt sich vollständig abspülen.
- Hergestellt in den USA.

PROVISORISCHE VERSORGUNG

Komplettlösungen dazu entwickelt, besser zusammenzuarbeiten

DAS RICHTIGE FÜLLMATERIAL FÜR JEDE KLINISCHE SITUATION



Kurzzeitige Provisorieren

Tempit®

Feuchtigkeitsaktiviertes, provisorisches Füllungs und Abdichtungsmaterial

- Ideal für Endo-Zugangsöffnungen und kurzfristige Provisorien.
- Feuchtigkeitsaktiviert, härtet in 5 Minuten oder weniger.
- Dehnt sich nach dem Aushärten leicht aus, versiegelt Mikroleckagen und Eindringen von Bakterien.
- Enthält Kalziumsulfat und Zinkoxid.
- Signifikante bakteriozide Aktivität bis zu 14 Tage.



Kurzzeitige Provisorieren mit Eugenol

Tempit®-E

Feuchtigkeitsaktiviertes temporäres Füll und Versiegelungsmaterial mit Eugenol

- Lindernde Eugenol-Formulierung für temporäre Füllung, insbesondere bei Füllen von reversiblen Pulpaentzündungen.
- Entzündungshemmende und lokalanästhetische Wirkungen unterstützen die Heilung der Pulpa.
- Feuchtigkeitsaktiviert, härtet in fünf Minuten aus.
- Dehnt sich nach dem Aushärten leicht aus und versiegelt Mikroleckagen und bakterielles Eindringen.
- Kann als Liner in tiefen Präparationen verwendet Zubereitungen.



Langzeit Provisorien

Tempit® Ultra-F

Licht-aktiviertes Füllmaterial für Langzeitprovisorien

- Perfekt für Langzeitprovisorien.
- Steifes, strapazierfähigeres Material, mit Fluoridfreisetzung.
- Hohe Druckfestigkeit für Bruxismus-Patienten.
- Ideal für zahnfarbige Restaurationen im Milchzahnbereich.
- Weniger löslich als verstärktes ZOE Zwischenfüllungsmaterial.
- Licht-aktiviert, härtet in 40 Sekunden oder weniger.
- Kein Ätzmittel oder Haftvermittler erforderlich.
- **Tempit Ultra: ohne Fluorid.**



EIN ZUVERLÄSSIGER ZEMENT



Tatsächliche Größe.

NoMIX®

Kurzzeitiger, provisorischer Zement

- Einfach zu verwenden, zu dosieren, zu reinigen und von der Präparation zu entfernen.
- Geringe Filmdicke, härteres Abbinden.
- Die Patiententuben sind ideal sowohl für die Anwendung am Behandlungsstuhl als auch für die Patienten zu Hause.
- Dehnt sich beim Abbinden leicht aus und sorgt für eine gute Randabdichtung.
- Feuchtigkeitsaktiviert, kein Trocknen erforderlich.
- Auch in Spritzenform erhältlich für die Anwendung am Behandlungsstuhl.



EIN ZUVERLÄSSIGES KRONEN UND BRÜCKENMATERIAL



Access Crown®

Provisorisches Kronen & Brückenmaterial


- Mehr: Farbtöne (3), Geschwindigkeit, Stärke und Einsparungen.
- Ideale Handhabungseigenschaften: Fertig zur Entnahme aus dem Mund in **60 Sekunden**.
- Geringe Schrumpfung, geringe Wärmeentwicklung.
- Hohe Druck- und Biegefestigkeit.
- Äußerst ästhetisch - lässt sich leicht und schön polieren.




Natürliche Ästhetik, hohe Fluoreszenz, Leicht zu polieren.

✓ SCHNELLERE VERARBEITUNG

Intraorale Abbinde- und Aushärtezeit



✓ HÖHERE BIEGEFESTIGKEIT



APPLIKATIONSSYSTEME

Transparente Kostenstruktur und Vermeidung von Kreuzkontaminationen

MATERIALIEN EINFACH UND PRÄZISE AUFTRAGEN

Benda® Brush

Der Original-Präzisions-Einweg-Pinsel-Applikator

- Wenn Sie mehr als einen Tropfen auftragen müssen.
- Biegen Sie den Kopf in jeden beliebigen Winkel, ohne dass er zurückfedert!
- Einzigartige nicht absorbierende Fasern haben eine größere Tragfähigkeit und sorgen für eine bessere Verteilung.
- Normale Spitze für große Anwendungen.
- Mini-Spitze für kleinere Flächen.
- Hergestellt in den USA.

Benda® Micro

Präziser Einweg-Mikrofaserapplikator

- Perfekt, wenn Sie nur einen Tropfen benötigen.
- Normale Spitze (2,0 mm).
- Feine Spitze (1,5 mm).
- Extrafeine Spitze (1,0 mm).
- Das fusselfreie Design hinterlässt keine Fasern in Restaurationen oder Sulkus.
- Hergestellt in den USA.

Benda® Twin

Doppelseitiger Twin-Applikator

- Wenn Sie mehr als ein Material verwenden.
- Ideal für 2-Schritt-Verfahren.
- Erweiterte Reichweite.
- Hergestellt in den USA.

Benda Twin mit abnehmbarem Griff. Die günstigste Alternative!

Mehr Größen, mehr Designs und mehr Farben, bedeuten der richtige Applikator für jedes Material und jeden Bedarf!



Benda Brush

Benda Micro



EFFEKTIVE APPLIKATION VON MATERIALIEN



Mehr nutzbares Material pro Kartusche.

■ Nicht nutzbares Material (g)
■ Nutzbares Material (g)



SuperMixer™

AutoMix-Mischkanülen

- Hocheffiziente Mischkanüle, bis zu 38% weniger Materialabfall.
- Bis zu 50% mehr verarbeitungsfähiges Material aus jeder Kartusche.
- Gleichmäßigeres Mischen von jedem Material.
- Farbcodierte Nabe für einfachen Austausch der alten Spitzen.
- Ersetzt jede 1:1 Mischkanüle - gleiche Farbe für die gleiche Farbe.

AccuDose® & NeedleTube®

Applikationskanülen

- Exaktes Applizieren des benötigte Materials.
- Verhindern Sie Kreuzkontaminationen.
- Gebrauchsfertig, direkt in das Präparat zu dosieren.
- Kein Abfall, keine Kontamination.
- Kompatibel mit allen C-R Spritzen und Pistolen.
- Hergestellt in den USA.

Weniger Verschwendung in jeder Kanüle!

PRÄVENTION

FLUORODOSE® UNIT DOSE, 120-CT.

- 360086 Mint, 0.3 mL LolliTray™
- 360087 Bubble Gum, 0.3 mL LolliTray™
- 360107 Melon, 0.3 mL LolliTray™
- 360110 Cherry, 0.3 mL LolliTray™
- 360137 Caramel, 0.3 mL LolliTray™

CHAMP® Unit Dose

- 360116 16-ct., 0.25 mL LolliPack
- 360120 64-ct., 0.25 mL LolliPack

D/SENSE® CRYSTAL™

- 310106 6 x 1 mL syringes, 24 x 22 ga Soft Needle tips

EXPOSÉ®

- 310334 Fine, 100-ct., Blue
- 310330 Fine, 576-ct., Blue
- 310335 Extra Fine, 100-ct., Blue
- 310331 Extra Fine, 576-ct., Blue

ABFORMUNG

NOCORD™ VPS

- 310280 VPS Intro Trial Kit
- 310285 VPS System Intro Kit
- 310282 Wash Material, 2-ct.
- 310284 Wash Material, 10-ct.
- 310281 MegaBody™ Tray Material, 2-ct.
- 310283 MegaBody Tray Material, 10-ct.
- 310286 MegaBody, 380 mL, 1-ct.
- 310287 MegaBody, 380 mL, 2-ct.

ACCESS®

- 360002 GOLD®, 2 x 50 mL
- 360016 HEAVY®, 2 x 50 mL
- 360017 MONOPHASE®, 2 x 50 mL
- 360015 PUTTY®, 2 x 280 mL Jars

ACCESS RETRACTION PASTE

- 360113 Access® Edge, 15-ct.
- 360114 Access® Edge, 60-ct.
- 640002 16 ga Luer Lock Needle Tip, 30-ct.

- 360122 AccessFLO®, 15-ct.
- 360123 AccessFLO®, 60-ct.

GINGITRAC™

- 360100 Refill Kit, 2 x 50 mL
- 360101 Standard Kit, 2 x 50 mL, 1:1/2:1 Gun
- 360102 Plus Kit, 4 x 50 mL
- 360068 MiniMix Starter Kit, 24-ct.
- 360069 MiniMix Refill Kit, 48-ct.

ACCESS® BLUE

- 360006 Bite Registration Kit, 2 x 50 mL

3.N.ONE™ IMPRESSION TRAYS

- 360011 Anterior, 35-ct.
- 360012 Posterior, 35-ct.
- 360013 Quadrant, 35-ct.
- 360014 Assorted, 35-ct.

POST-ENDO

CALCIJECT®

- 320003 Prefilled Tip, 0.20 g, 24-ct.

CONNEXIO®

- 310270EU Self-Etch Bond, 3 mL Part A & 3 mL Part B

ENCORE® D/C

MiniMix® Cartridge 0.5 mL

- 310129 Natural, 12-ct.
- 310254 Natural, 36-ct.
- 310130 Contrast Blue, 12-ct.
- 310255 Contrast Blue, 36-ct.
- 700000 MiniMix Kit, 12-ct., Natural, with Snub-Nose Snap-Fit Syringe

Automix Cartridge 25 mL, 10 mix tips

- 310150 Natural, 1 x 25 mL
- 310152 Contrast Blue, 1 x 25 mL

MiniMix® Nozzles

- 910630 AutoMix 1:1 Mixing Nozzles, 10-ct.

ABSOLUTE® UNIVERSAL RESIN CEMENT

- 310113EU Opaque, 1 x 5 g Syringe
- 310114EU Translucent, 1 x 5 g Syringe
- 210008EU Blunt Mixing Tips, 50-ct.
- 210007EU Tapered Mixing Tips, 50-ct.
- 210009EU IntraOral Tips, 50-ct.

ONYX™ ETCH

- 310035 Onyx Single 1 x 1.2mL Syringe, 5 Needle Tips
- 310053 6 x 1.2 mL Syringes, 30 Needle Tips
- 310054 15 x 1.2 mL Syringe, 50 Needle Tips
- 310055 15 x 1.2 mL Syringe, 100 Needle Tips
- 310052 25 x 1.2 mL Syringe Only
- 310032 22 ga Luer Lock Needle Tips, 20-ct.
- 640001 22 ga Luer Lock Needle Tip, 100-ct.

TEMPORIZACION

TEMPIT® LINE, PREFILLED TIPS

- 310060 Tempit, 0.35 g, 30-ct.
- 310031 Tempit-E, 0.35 g, 30-ct.
- 310064 Tempit Ultra-F, with fluoride, 0.20 g, 30-ct.
- 310065 Tempit Ultra, no fluoride, 0.20 g, 30-ct.

ACCESS® CROWN®, 76 g CARTRIDGE

- 360035EU Shade A1
- 360034EU Shade A2
- 360030EU Shade A3

NOMIX® TEMPORARY CEMENT

- 310520 Starter Kit, 1 mL prefilled syringe, 6-ct., Take-Home Applicator, .50 g, 24-ct., 30 Syringe Tips
- 310157 Take-Home Applicator, .50 g, 50-ct.
- 290040 Syringe Refill Kit, 12 x 1 mL prefilled syringe, 60 Syringe Tips
- 640002 16 ga Luer Lock Needle Tip, 30-ct.

APPLIKATIONSSYSTEME

ACCUDOSE® & NEEDLETUBE®

- 290032 19 ga NeedleTube, 100-ct.
- 220008 White Plug, 100-ct.
- 290031 20 ga NeedleTube, 100-ct.
- 220000 Green Plug, 100-ct.

- 290049 24 ga NeedleTube, 100-ct.

- 920201 AccuDose TriPack Starter Kit, 75 Tubes & Plugs

- 210021 Low-Viscosity Tube, 100-ct.
- 210023 Low-Viscosity Tube, 500-ct.
- 210000 Gray Plug, 100-ct.
- 280021 High-Viscosity Tube, 100-ct.
- 280023 High-Viscosity Tube, 500-ct.
- 290046 Black Plug, 100-ct.
- 210001 Separate Clear Tube, 100-ct.
- 210003 Separate Clear Tube, 500-ct.
- 240001 Separate Black Tube, 100-ct.
- 250011 PCR Clear Tube, 100-ct.
- 250001 PCR Opaque Tube, 100-ct.
- 310032 22 ga Luer Lock Needle Tip, 20-ct.
- 640001 22 ga Luer Lock Needle Tip, 100-ct.
- 640002 16 ga Luer Lock Needle Tip, 30-ct.
- 290038 22 ga Needle Tip, Gray, 144-ct.

SUPERMIXER™ MIXING NOZZLES

- 910628 Yellow hub, 50-ct.
- 910631 Yellow hub, 18 ga tip, 50-ct.
- 910632 Pink hub, 50-ct.
- 360010 Teal hub, 24-ct.
- 910626 Blue hub, 50-ct.
- 910630 AutoMix 1:1 Mixing Nozzles, 10-ct.

BENDA® BRUSH – BRUSH APPLICATORS

- 370101 Regular, Assorted, 144-ct.
- 370501 Regular, Red, 576-ct.
- 370502 Regular, Blue, 576-ct.
- 370503 Regular, Yellow, 576-ct.
- 370504 Regular, Green, 576-ct.

- 370111 Mini Assorted, 144-ct.
- 370601 Mini, Red, 576-ct.
- 370602 Mini, Blue, 576-ct.
- 370603 Mini, Yellow, 576-ct.
- 370604 Mini, Green, 576-ct.

- 370105 Twin, Pink, 200-ct.
- 370106 Twin, Blue, 200-ct.
- 370107 Twin, Pink, 400-ct.
- 370108 Twin, Blue, 400-ct.

BENDA® MICRO – FIBER APPLICATORS

- 380005 Micro Regular, Assorted, 400-ct.
- 380014 Micro Regular, Blue, 576-ct.
- 380015 Micro Regular, Green, 576-ct.
- 380016 Micro Regular, Purple, 576-ct.
- 380017 Micro Regular, Silver, 576-ct.

- 380006 Micro Fine, Assorted, 400-ct.
- 380012 Micro Fine, Yellow, 576-ct.
- 380013 Micro Fine, Red, 576-ct.

- 380033 Micro XF, Assorted, 400-ct.
- 380029 Micro XF, Light Green, 576-ct.
- 380030 Micro XF, Ivory, 576-ct.

- 380021 Micro Twin Regular, Blue, 200-ct.
- 380023 Micro Twin Regular, Blue, 400-ct.
- 380020 Micro Twin Regular, Pink, 200-ct.
- 380022 Micro Twin Regular, Pink, 400-ct.
- 380028 Micro Twin XF, Green, 400-ct.
- 380027 Micro Twin XF, Ivory, 400-ct.

LUNCH & LEARN!

VEREINBAREN SIE JETZT IHR
GRATIS LUNCH & LEARN UNTER:
CENTRIXDENTAL.DE
KLICKEN SIE AUF:
LUNCH & LEARN

CENTRIX INCORPORATED

Raiffeisenstr. 3 | 40764 Langenfeld

Gebührenfrei: 0800 2368749

Centrix is an ISO 13485 certified dental manufacturer and our products are marketed world-wide with FDA, CE, Health Canada, TGA and PAL registrations on file. © 2021 Centrix, Inc. | #8PGGERMANY REV A

