


# Access Crown®

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial


PROVISORISCHE VERSORGUNGEN ▶



## ACCESS CROWN BIETET MEHR QUALITÄT!


Access Crown ist einfach in der Anwendung und gleichzeitig ein sehr schnell aushärtendes provisorisches Material auf Bis-Acrylat-Basis. Seine einzigartigen elastischen Polymerisierungsmerkmale ermöglichen es, dass es aus unterschrittenen oder nicht parallelen Präparationen gezogen werden kann und in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Seine hohe Biegefestigkeit bietet eine hervorragende Leistung während der Anwendung.

- ✓ Schnelle Aushärtung
- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Materialersparnis




✓ **SCHNELLE AUSHÄRTUNG - ZEITERSPARNIS**

Intraorale Abbinde- und Aushärtezeit



✓ **MATERIALERSPARNIS**



✓ **EMPFEHLUNGEN**  
**91% KLINISCHE BEWERTUNG**

“Konstant gute Ergebnisse.”

“Funktioniert genauso gut wie meine Lieblingsmarke.”

“Härtet gut aus.”

“Lässt sich hervorragend polieren und hält seine Farbe.”

– THE DENTAL ADVISOR EVALUATORS

4.5 out of 5 rating

THE DENTAL ADVISOR

++++½

**centrix®**  
MAKING DENTISTRY EASIER™


# Access Crown®

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial


## EINFACHE TEMPORISATION



Geeignet in jeder Situation und Größe  
Kronen, Brücken oder Veneer



Einfache Darstellung  
Reduzierter Abfall  
Erhöhte Materialeinsparung



Bindet um 40% schneller ab  
Leicht zu entfernen  
Auch bei subgingivaler Präparation



Leicht zu bearbeiten  
Erhöhte Festigkeit  
Bereit für die Zementierung



Natürliche Ästhetik  
Hohe Floreszenz  
Hochwertige Funktion

Photos by Dr. Miguel A. Ortiz, DMD

- Ideale Anwendungseigenschaften: erreicht elastischen Zustand und kann in weniger als 60 Sekunden aus dem Mund genommen werden
- Geringe Schrumpfung, geringe Wärmeentwicklung
- Hohe Druck- und Biegefestigkeit
- MMA-frei: kein unangenehmer Geschmack oder Geruch
- Einfaches Reparieren mit fließfähigem Komposit
- Verbesserte Farbstabilität für weniger Verfärbungen
- Röntgenopak für die Diagnostik
- Hohe Polierbarkeit
- Passt auf 1:1 Automix-Kartuschensystem
- Homogenere Mischung für stabilere Provisorien
- Weniger Abfall ergibt mehr Einheiten pro Kartusche

## BESTELLINFORMATIONEN

### 3 Farben, die jedes Lächeln verschönern

Jedes Kit enthält eine 1:1 (76g) Kartusche und 10 SuperMixer-Mischdüsen.

REF 360035EU Farbton A1  
REF 360034EU Farbton A2  
REF 360030EU Farbton A3

### Empfehlende Produkte

REF 910626 SuperMixer-Mischdüsen, blauer Ansatz, 50  
REF 360036 DS50 1:1 Automix-Pistole  
REF 310521 Access® Temporärer Zement  
REF 310157 NoMIX® Temporärer Zement; 50 x 0,5 g Patiententuben  
REF 310520 NoMIX Temporärer Zement Starterkit  
REF 330531 VersaFlo® Einzelspritze A2  
REF 310280 NoCord™ VPS Einführungsset

Rufen Sie kostenfrei unter **0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.  
Weitere Informationen unter [www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de)

CE  
0482

© 2023 Centrix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Access Crown, NoCord und SuperMixer sind eingetragene Handelsmarken von Centrix, Inc.  
MK0074D REV B | \*Keine Handelsmarke von Centrix, Inc.

## SuperMixer™ MISCHDÜSEN, DIE MEHR BIETEN!

