

Access® Edge & AccessFLO®

GEWEBEMANAGEMENT ►

ERLEICHTERT DIE RETRAKTION DES GEWEBES UND ERMÖGLICHT BESSERE KLINISCHE ERGEBNISSE

ACCESS® EDGE UND ACCESSFLO® RETRAKTIONSPASTEN AUF TONERDE-BASIS:

Zwei verschiedene Viskositäten, die Ihren klinischen Anforderungen entsprechen.

Ganz gleich, ob Sie eine dickere, zähflüssigere Paste bevorzugen, die mehr "Druck" ausübt, oder eine fließfähigere Paste die leichter in den Sulkus eindringt. Centrix bietet Ihnen für jeden Fall und jede Präparationsstelle das passende Material. Access Edge und AccessFLO besitzen eine astringierende/hämostatische Wirkung auf Tonerde-Basis und mit 15 % Aluminiumchlorid werden Blutungen und Sekretfluss kontrolliert. Sie erhalten ein klares, trockenes Bild mit klar abgegrenzte Ränder für besser passende Restaurationen.

THE DENTAL
ADVISOR
++++½



Ob allein oder mit der 2-Faden-Technik verwendet, Access Edge und AccessFLO überzeugt bei der Gingivaretraktion und Hämostase.



EIGENSCHAFTEN VON ACCESS EDGE UND ACCESSFLO

Doppelt wirkende Flüssigkeitskontrolle

- Kaolin-Tonerde absorbiert überschüssige Flüssigkeiten.
- Die nicht klebende, wasserlösliche Formel lässt sich vollständig abspülen, für einen sauberen, offenen Sulkus.
- 15% Aluminiumchlorid stoppt Blutungen schnell - in nur 2 Minuten; kontrahiert das Epithelgewebe für einen besseren Zugang.

Maximale Retraktion

- Die atraumatische Paste maximiert eine sulkuläre Expansion.
- Kann bei 2-Faden-Techniken den zweiten Faden ersetzen.
- GingiCap® Kompressionskappen aus geschlossenem Schaumstoff, die konstanten Druck ohne Verformung ermöglichen. Sie sind in jedem Kit enthalten (anteriore und posteriore Größen).

Sanftes, effektives und sicheres Gewebemanagement

- Durch die atraumatische Paste bleiben die epithelialen Verbindungen unverletzt und die Höhe/Kontur der Gingiva bleibt erhalten. Es muss nicht auf die Heilung des Gewebes gewartet werden.
- Ermöglicht gesundes Gewebemanagement bei direkten Kompositrestaurationen, Implantatinsertion und digitaler Abformung.
- Mehr Komfort für die Patienten.
- Langlebige, hochfeste Tuben, die in jede Standard-Kompositpistole passen. Keine zerbrechlichen Glaskartuschen. Keine spezielle Pistole erforderlich.
- Einzelne folienverschweißte Verpackungen garantieren frisches, hochwertiges Material. Keine ausgetrocknete Paste; kein Abfall.
- Praktische Einzeldosis-Tuben verhindern Kreuzkontaminationen.

centrix
MAKING DENTISTRY EASIER

ACCESS[®] EDGE

Die Retraktionspaste aus hochviskosem Kaolin-Ton behält ihre Dichte bei, um das Weichgewebe besser vom Zahn wegzuschieben, den Sulcus zu öffnen und die Ränder der Präparation freizulegen.



Access Edge: atraumatische Gingivaretraktion; kontrolliert Blutungen und Sekretfluss.



Kontrolle der Blutung und garantiert klar abgegrenzte Ränder vor dem Abdruck mit Access Edge.

“

Zwei Minuten Anwendung mit Access Edge - es absorbiert alle Flüssigkeiten, trocknet nicht aus wie andere Marken. Keine Blutungen, die Ränder sind freigelegt, und ich bin bereit für den Abdruck.

~ DR. MARTY ZASE, DMD, MAGD, AAACD COLCHESTER, CT USA

Access Edge macht die Zahnmedizin einfacher als je zuvor. Als Prothetiker habe ich 25 Jahre lang Fäden gelegt, trotz des hohen Risiko des Rückganges des Gingivagewebes, was meist zu unästhetischer Zahnfleischhöhe und freiliegende Kronenrändern führte. Ich habe sämtliche Produkte ausprobiert... [Marke T] war klebrig und ließ sich nicht gut abspülen, was zu erneuten Blutungen führte.

Jetzt bekomme ich wirklich die nötige Retraktion und verwende Access Edge in jeder Situation. Von der Präparation bis zur Anpassung verwende ich Access Edge, um die Flüssigkeiten im Sulcus zu kontrollieren. Ich verwende keine Fäden mehr.

~ DR. PABLO CUEVAS, DDS FAIRFIELD, CT USA


ACCESSFLO[®]

AccessFLO ist eine niedrigviskose, fließfähige Retraktionspaste auf Tonerde-Basis. Sie fließt leichter tief in den Sulcus und erfasst die Präparationsränder.

“

Access Edge und AccessFLO stehen ganz oben in meinem Arsenal, wenn es um atraumatische Randexposition, Kontrolle von Sulcusflüssigkeiten und vorhersehbare Hämostase geht.

~ DR. CRISTIAN ENACHESCU, ROMANIA



AccessFLO ist schonend für die Gingiva, da es eine starke Retraktion und Hämostase bewirkt.

BESTELLINFORMATIONEN

- REF 360113 Access Edge 15 Kartuschen, 30 Dosierspitzen und GingiCaps (10 normale und 10 große)
- REF 360114 Access Edge 60 Kartuschen, 120 Dosierspitzen und GingiCaps (30 normale und 30 große)
- REF 360122 AccessFLO 15 Tuben, GingiCaps (10 reguläre und 10 große)
- REF 360123 AccessFLO 60 Tuben, GingiCaps (30 normale und 30 große)
- REF 130650 Snap-Fit[™] Pistole
- REF 130651 Snub Nose Snap-Fit[™] Pistole mit kurzem Lauf 640002 30 x 16-gauge Nadelspitze
- REF 360056 GingiCap[™] Nachfüll-Kit, gemischt (30 normale und 30 große)

Rufen Sie kostenfrei unter **0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.
Weitere Informationen unter www.centrixdental.de