

## DAS ETWAS ANDERE SILIKON. ERLEICHTERT ABFORMUNGEN!

### GRÜNDE, WARUM NOCORD VPS ANDERS UND BESSER IST:

Das erste A-Silikon mit integrierter Hämostase. Stoppt Blutungen und Flüssigkeitsfluss für klare Ränder und herausragende Detailliertheit.

MegaBody™ Tray-Material bewirkt eine Ausweitung des Sulkus.

Treibt das Wash-Material in den Sulkus, sodass das Weichgewebe weggedrückt und alle Ränder freigelegt werden.

NoCord VPS ist starr und stabil.

Großartige Ergebnisse in den anspruchsvollsten Fällen.

NoCord VPS ergänzt Ihre Technik.

Unabhängig davon, ob Sie zwei Fäden, eine Paste oder gar kein Retraktionsmittel verwenden, NoCord macht das Abformen sicherer, einfacher und fehlerfreier.



Saubere Aufnahme. Brillante Ergebnisse!


### GRÜNDE, WARUM NOCORD BESSER FÜR SIE IST:

**OFT:** BENÖTIGEN SIE KEINE FÄDEN.




Supragingivale Ränder und relativ gesundes Gewebe sind der perfekte Fall für NoCord!

**IN VIELEN FÄLLEN:** NUR EINEN FADEN.



Die Ausweitung des Sulkus durch NoCord macht die Notwendigkeit für einen zweiten Faden oft hinfällig.


**JEDES MAL:** SICHERER, EINFACHER, BESSER.



NoCord Wash mit seinen auf die Gingiva adstringierend wirkenden 15 % Alaun (Ammoniumaluminiumsulfat) verhindert Neublutungen sowie Blutansammlungen und schützt gleichzeitig empfindliches Gewebe.

## SICHERER.

- Weitet den Sulkus sanft aus.
- Keine Fäden oder Instrumente zum Fadenlegen nötig.
- Schützt das angrenzende Epithelgewebe.
- Ohne Bedenken einer Gingivarezession.



„Wenn ein Patient **dünnes Gewebe** hat, das zu **Rezession neigt**, oder bei ihm vor Kurzem ein periodontaler Eingriff durchgeführt wurde, **kann ich Fadenlegen vermeiden und die Details sicher erfassen.**“


David Polhemus, DDS, AACD

„einfache und hochpräzise Abformungen **ohne Beschädigung von empfindlichem Gingivagewebe.** NoCord VPS bietet eine saubere Aufnahme ohne zusätzliche Geweberetraktion.“

Summer Lerch, DDS, FAGD, AACD

## EINFACHER.

- NoCord Wash. Integrierte Hämostase.
- MegaBody 50 mL Kartuschen mit erleichterter Abgabe.
- 380 mL Kartuschen für automatische Mischgeräte.
- Es wird ein doppelböiger oder ein vollböiger Löffel mit Wänden empfohlen.



„NoCord hat einen Dreifacheffekt für Abformmaterialien – **Sulkusausweitung, Hämostase und Genauigkeit.** NoCord ist die nächste Generation der Abformmaterialien.“


Frank Milnar, DDS



**VERARBEITUNG** ≤ 1:00 Min. / **ABBINDEZEIT** ≥ 4:45 Min.

## BESSER!

- Ob punktuell oder großflächig angewendet, bietet Ihnen NoCord eine zusätzliche Sicherheit.
- Starr. Genauere Implantatabformungen.
- Für Fadennutzer: stoppt erneute Blutungen, nach entfernen des Fadens.
- Einfaches Scannen für eine detaillierte Digitalisierung.



„Die **Festigkeit der Materialien** gewährleistet eine genaue Übertragung der Implantatabformung **bei gleichzeitiger präziser Aufnahme von Weichgewebedetails.**“

David Polhemus, DDS, AACD

„Die Verwendung von NoCord Abformmaterial in Kombination mit seinen **blutstillenden Mitteln** kann zudem **Sekretfluss stoppen** und **den Sulkus sicher weiten**, um eine genauere und detailliertere Erfassung der Ränder zu ermöglichen. Mit dieser Möglichkeit kann **verhindert werden, dass der Patient wiederkommen muss**, um bei einem weiteren Termin einen besseren intraoralen Scan oder einen zeitaufwendigeren Eingriff mit Fäden oder Pasten durchführen zu lassen.“

Gregori Kurtzman, DDS, & Tarun Agarwal, DDS

## BESTELLINFORMATIONEN:

- REF 310280** NoCord VPS Einführungs-Kit (1 x 50 mL Wash Kartusche, 2 x 50 mL MegaBody™ Tray Material Kartusche, 24 x SuperMixer™ Mischdüsen)
- REF 310281** NoCord VPS MegaBody Tray Material 50 mL, 2-pk. (2 x 50 mL Kartuschen, 6 x SuperMixer Mischdüsen)
- REF 310282** NoCord VPS Wash Material 50 mL, 2-pk. (2 x Kartuschen 50 mL, 6 x SuperMixer Mischdüsen)
- REF 310283** NoCord VPS MegaBody Tray Material 50 mL, 10-pk. (10 x 50 mL Kartuschen, 12 x SuperMixer Mischdüsen)
- REF 310284** NoCord VPS Wash Material 50 mL, 10-pk. (10 x 50 mL Kartuschen, 12 x SuperMixer Mischdüsen)

- REF 310285** NoCord VPS System Nachfüll-Kit (6 x 50 mL Wash Kartuschen, 12 x 50 mL MegaBody Tray Material Kartuschen, 24 x SuperMixer Mischdüsen)
- REF 310286** NoCord VPS MegaBody Tray Material 380 mL (1 x 380 mL Kartuschen, 10 x SuperMixer, 1 x Bayonet Ring)
- REF 310287** NoCord VPS MegaBody Tray Material 380 mL, 2-pk. (2 x 380 mL Kartuschen, 1 x Bayonet Ring)
- REF 360005** Access® Tray Adhesive, 10 mL Flasche
- REF 360010** SuperMixer Mischdüsen, türkiser Ansatz, 24
- REF 910631** SuperMixer Mischdüsen, gelber Ansatz mit 18 ga grünem Aufsatz, 50
- REF 910637** SuperMixer Mischdüsen, 380, gelber Ansatz, 40
- REF 910638** Bajonet-Ring, gelb, 2

Bestellen ist einfach! **Rufen Sie 0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.

Besuchen Sie **CentrixNoCordVPS.de** für weitere Informationen und Artikel.