



SuperMixer™

Automix 1:1 Mischdüsen



Neue Hochleistungsmischdüsen für weniger Abfall!

Hier sind die neuen Centrix SuperMixer™! Die neue Generation der Hochleistungsmischdüsen verfügt über eine komplett neue Mischtechnologie und ein neues, handlicheres Design. So sorgt sie für bis zu 33 % weniger Materialabfall!

Besseres Anmischen. Vollstes Vertrauen.

Die SuperMixer wurden für 1:1-Kartuschensysteme entwickelt und sorgen für ein vollständiges und gleichmäßigeres Mischverhältnis bei allen viskösen Zahnmaterialien, wie z. B. dem Stumpfaufbau, Kronen und Brücken, Gingiva-Retraktionen und Abformungen.

Weniger Abfall. Mehr Gewinn.

Der größte Vorteil: Dank der SuperMixer wird weniger Abfall produziert und je nach Produkt eine Materialeinsparung von 26–33 % erzielt – und weniger Abfall bedeutet, dass mehr Material für abrechenbare Behandlungen zur Verfügung steht.

Einfache Anwendung.

Dank der neuen Mischtechnologie wird im Vergleich zu älteren Mischdüsen eine Streifenbildung vermieden und ein vollständiges, gleichmäßigeres Mischen der Zahnmaterialien erzielt, wodurch die klinische Leistung verbessert wird. Alle Bereiche im Mund sind einfacher zu erreichen und das bei allen Anwendungsarten.

SuperMixer™


Vollständiges, gleichmäßiges Mischen des Materials



Bessere Mischergebnisse

Herkömmliche Mischdüsen

Unvollständiges und ungleichmäßiges Mischen mit Streifenbildung



centrix®


Making Dentistry Easier.™



Ein handlicheres Design und bis zu
33 % weniger Materialabfall!


SuperMixer™
Automix 1:1 Mischdüsen

Sehr viel kürzer!



DAS NEUE SuperMixer™-Design

Unsere neuen SuperMixer verfügen über eine größere Mischfläche zum Mischen der Materialien, wodurch die Qualität und die Textur verbessert werden.



Herkömmliches Design (einer Spiralmischdüse)

Abfallreduzierung, Zeiteinsparung und Gewinnsteigerung für Ihre Praxis

SuperMixer™ Mischdüse	Typische Anwendungen	Abfallreduzierung (Durchschn.) ¹	Zusätzliche Verwendungen (Durchschn.) ²
● Ansatz, blau	Prov. Kronen und Brücken	27 %	12
● Ansatz, gelb	Stumpfaufbau	27 %	11
● Ansatz, rosa	Retraktion	33 %	10
● Ansatz, türkis	Abformungen	26 %	1*

Die Abfallreduzierung führt zu einer tatsächlichen Gewinnsteigerung. Mit den SuperMixer Mischdüsen kann der Benutzer viele verschiedene getestete Materialarten verwenden, wodurch die abrechenbaren Kosten und die Gewinne erheblich gesteigert werden. Ihre Praxis wird von den Centrix SuperMixer™ Mischdüsen profitieren – Abfallreduzierung, Zeiteinsparung und Gewinnsteigerung.

Bestellinformationen

- Art.-Nr. 910628 Gelber Ansatz, 50
- Art.-Nr. 910631 Gelber Ansatz mit Aufsatz (Gr. 18), 50
- Art.-Nr. 910632 Rosa Ansatz, 50
- Art.-Nr. 360010 Türkiser Ansatz, 24
- Art.-Nr. 910626 Blauer Ansatz, 50



Empfohlenes Zubehör

- Art.-Nr. 360036 50 ml 1:1/2:1 Automix Pistole, 1
- Art.-Nr. 310156 25 ml 1:1/2:1 Automix Pistole, 1

Bestellen ist einfach. Rufen Sie unter 0800-2368749 an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler. Weitere Informationen unter centrixdental.de.

1. Durchschnittliche Abfallreduzierung im Vergleich zu älteren Mischdüsen unter Verwendung von Centrix Materialien (pro 50-ml-Kartusche). Die Ergebnisse variieren je nach verwendetem Material.
2. Durchschnitt von zahlreichen zusätzlichen Applikationen, pro 50-ml-Kartusche

* Doppelbödiges Quadrant aus 2 Kartuschen pro Kit