

Tempit®

Eine Familie von temporären
Füllungsmaterialien

DREI BEWÄHRTE PROVISORISCHE FÜLLMATERIALIEN, UM IN EINER VIELZAHL KLINISCHER SITUATIONEN, OPTIMALE ERGEBNISSE ZU ERMÖGLICHEN.



Bei provisorischen Restaurationen werden genau wie bei dauerhaften Restaurationen spezielle Materialien für die verschiedenen klinischen Fälle benötigt.

Wählen Sie einfach das richtige Tempit-Produkt für die entsprechende Anwendung aus und spritzen Sie es in die Präparation. Mit unserem einzigartigen Applikationssystem ist kein Anmischen oder Aufspachteln erforderlich und die Platzierung kann präzise vorgenommen werden. Die Tempit-Produkte werden in vorgefüllten Einzeldosis-Karpulen geliefert und können daher jederzeit direkt, präzise und problemlos in die Präparation gespritzt werden. Dank Tempit können Sie Zeit sparen, Abfall reduzieren und für jeden Patienten das geeignete Füllmaterial entsprechend der jeweiligen Anforderungen und der provisorischen Anwendung auswählen.

DREI EINZIGARTIGE PROVISORISCHE FÜLLMATERIALIEN, EIN APPLIKATIONSSYSTEM.

- **Tempit** – Zur Versiegelung von endodontischen Kavitäten, Feuchtigkeitsaktiviert, dehnt sich leicht aus.
- **Tempit-E** – Tempit mit Eugenol, lindert Schmerz und Beschwerden in Milch- und bleibenden Zähnen.
- **Ultra-F** – Längerfristige Restaurationen. Hohe Druckfestigkeit für längerfristige Provisorien und Bruxismuspatienten. Auch ideal als Zahnfarbendes Restaurationsmaterial für Milchzähne. Robustes, strapazierfähiges Material, eugenolfreie Formel mit Fluoridfreisetzung.

- Kein Anmischen, keine Kreuzkontamination
- Einzeldosiskarpulen zur leichten und präzisen Applikation und maximalen Keimfreiheit
- Anwendbar mit jeder Centrix C-R® oder vergleichbaren Kompositspritzen



TEMPIT IST LEICHT ANZUWENDEN:



1 Kappe entfernen.



2 Karpule in die Dosierpistole einsetzen.



3 Direkt in die Präparation spritzen. Tempit ist ein feuchtigkeitshärtendes Material, das innerhalb von 5 Minuten abbindet. Tempit L/C und Ultra-F sind lichthärtende Materialien.



4 Keine Reinigung erforderlich. Kann einfach entsorgt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



Für kurzfristige Provisorien

Tempit

Feuchtigkeitshärtendes, prov. Füll- und Versiegelungsmaterial

- Ideal für endodontische Zugangskavitäten und kurzfristige Provisorien
- Feuchtigkeitshärtend, benötigt höchstens 5 Minuten zum Abbinden
- Dehnt sich beim Abbinden leicht aus und verhindert Mikroleckagen sowie das Eindringen von Bakterien
- Enthält Calciumsulfat und Zinkoxid.



Für kurzfristige Provisorien mit Eugenol

Tempit-E

Feuchtigkeitsaktiviertes provisorisches Füllungsmaterial mit Eugenol

- Lindernde Eugenolformulierung für provisorische Füllungen, besonders in Fällen von reversibler Pulpaentzündung.
- Entzündungshemmend und lokale anästhetische Effekte fördern die pulpale Heilung.
- Feuchtigkeitstaktiviert, bindet in 5 Minuten ab.
- Dehnt sich beim Abbinden leicht aus und verhindert Mikroleckagen sowie das Eindringen von Bakterien.



Für längerfristige Provisorien

Tempit Ultra-F

Lichthärtendes, provisorisches Restaurationsmaterial

- Ideal für längerfristige Provisorien
- Hohe Druckfestigkeit für Bruxismuspatienten
- Ideal für zahnfarbene Restaurationen bei Milchzähnen
- Festes, besonders strapazierfähiges Material ohne Eugenol und mit Fluoridfreisetzung
- Weniger löslich als verstärkte provisorische ZOE-Restaurationsmaterialien
- Lichthärtend, benötigt höchstens 40 Sekunden zum Abbinden
- Keine Ätz- oder Bondingmittel erforderlich

BESTELLINFORMATIONEN

REF 310060 Tempit, 30 x 0.35g Vorgefüllte Karpulen

REF 310031 Tempit-E, 30 x 0.35g Vorgefüllte Karpulen

REF 310064 Tempit Ultra-F, 30 x 0.20g Vorgefüllte Karpulen

REF 310065 Tempit Ultra, 30 x 0.20g Vorgefüllte Karpulen

Rufen Sie kostenfrei unter **0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf **centrixdental.de**